

Endobiops

Prélèvement histologique endométrial

Le cathéter Endobiops permet de réaliser un prélèvement histologique endométrial



- ✓ Endobiops « Standard » : permet de réaliser un prélèvement histologique latéral
- ✓ Endobiops « Mini » : utilisé pour les femmes présentant un canal cervical étroit et pour les femmes ménopausées
- ✓ Endobiops « Courbe » : utilisé pour les patientes présentant une forme non conventionnelle

Caractéristiques

- ✓ Gaine en polypropylène graduée à l'extrémité et percée latéralement dans la partie distale
- ✓ Piston en résine d'acétal sur lequel est moulé un joint en polyéthylène ainsi qu'un embout de préhension dans sa partie proximale

Endobiops : Prélèvement endométrial



Classe I CE 0459



Référence	Désignation	CH	Diam	Longueur	Conditionnement
PS1200923	Endobiops standard	9	3 mm	23 cm	25 par boîte
PS1200950	Endobiops LG50	9	3 mm	50 cm	10 par boîtes
PS1210626	Endobiops Mini	6	2 mm	27 cm	25 par boîte
PS1220627	Endobiops Curved	6	2 mm	27 cm	25 par boîte