



## GAMMEX® NON-LATEX SENSITIVE

### UNE TOTALE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT EN REMPLACEMENT DU LATEX, QUEL QUE SOIT LE PROFIL ALLERGIQUE

Ansell, leader mondial en protection des mains, a le plaisir de présenter les gants GAMMEX® Non-Latex Sensitive. La nouvelle formule SENSOPRENE® fournit un gant chirurgical unique, au confort et à la sensibilité sans précédent, avec une protection avancée contre les allergies (à la fois au latex et aux produits chimiques) pour les professionnels de la santé comme les patients.

Les gants GAMMEX® Non-Latex Sensitive protègent les professionnels de la santé et les patients des causes supplémentaires de réactions cutanées grâce à leur formule sans caséine (pour minimiser les réactions aux protéines animales) et à leur enduction polymère exempte de cétypyridinium (CCP), qui est une substance irritante.

Les gants révolutionnaires GAMMEX® Non-Latex Accelerator-Free Sensitive, qui offrent l'ajustement naturel et le confort tant appréciés de la gamme GAMMEX®, permettent au chirurgien de se concentrer sur son travail et non pas sur sa sensibilité cutanée.

La structure et la fabrication des gants GAMMEX® garantissent l'ajustement, la facilité de gantage et la préhension qui font la réputation de la marque, tandis que leur couleur crème est très souvent préférée pour un gant chirurgical.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

Matériau	Néoprène
Couleur	Crème
Forme	Anatomique
Manchette	Bord roulé
Surface externe	Micro-texturé, chloré et siliconé
Surface interne	Enduit de polyuréthane et siliconé

#### TAILLE / CODE PRODUIT

<b>5.5</b>	340007055	<b>6</b>	340007060
<b>6.5</b>	340007065	<b>7</b>	340007070
<b>7.5</b>	340007075	<b>8</b>	340007080
<b>8.5</b>	340007085	<b>9</b>	340007090

Les gants chirurgicaux GAMMEX®, gamme la plus novatrice et la plus pointue du marché, offrent aux chirurgiens, au personnel infirmier au bloc opératoire, aux techniciens en chirurgie et aux patients la garantie d'une protection active et des performances optimales dont ils ont besoin. Au travers d'un vaste choix d'options, les gants chirurgicaux GAMMEX® s'adaptent à toutes les contraintes pour la prévention des agressions extérieures, des réactions allergiques et de la contamination bactérienne et virale en milieu chirurgical.

#### Gant chirurgical stérile en néoprène, non poudré

DM Classe IIa et EPI Cat. III  
Organisme de certification: British Standards Institution (0086) : DM, British Standards Institution (0086) : EPI  
Le cas échéant, lire attentivement le mode d'emploi qui accompagne le produit.  
Usage unique. Stérile sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

Ref-XXXX-20190207

Ansell est un leader mondial dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité en proposant des solutions de haute qualité pour l'amélioration du bien-être. Implanté en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans la zone EMEA et en Asie, Ansell emploie plus de 13 000 personnes à travers le monde et occupe les premières places dans le monde sur les marchés des gants industriels et médicaux ainsi que dans le domaine de l'hygiène sexuelle et du bien-être. Les activités d'Ansell couvrent quatre secteurs : Medical Solutions (Solutions pour les professionnels de la santé), Industrial Solutions (Solutions pour l'industrie), Specialty Markets (Marchés spécialisés) et Sexual Wellness (Hygiène sexuelle et bien-être). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)