

# SET DE POSE DE STÉRILET

Cher client,

Afin de répondre aux besoins des praticiens, RAFFIN MEDICAL élargit sa gamme et vous propose désormais un set de pose de stérilet à usage unique.

Sous sachet transparent, chaque set comprend **3 instruments à usage unique stériles** pour mettre en place le stérilet chez la femme :


## Une pince Cheron :

Pour l'antisepsie du col, cet instrument permet le maintien d'une compresse ou d'un tampon pour permettre le badigeonnage du col (24,5cm en plastique).



## Une pince Pozzi :

Pour la préhension et la traction du col (26,5 cm en plastique).



## Un ciseau coupe-fils :

Avec encoche: afin de bloquer puis de sectionner le fil du DIU entre les 2 lames métalliques. (21,5 cm en acier inoxydable)



04-2020/971009



**3 instruments d'intervention réunis pour une pose de stérilet réussie !**

REF 401530